

## **URGENT - Notificare de Siguranță în Domeniu**

### **Philips Respironics – Somnul și îngrijirea respiratorie Notificare pentru pacienți**

**Masca integrală Amara cu contact minim Amara  
View Masca integrală DreamWear  
Masca nazală DreamWisp cu pernuță peste nas  
Măștile nazale Wisp și măștile nazale Wisp Youth  
Masca pentru terapie 3100 NC/SP**

29 august 2022

**Acest document conține informații importante pentru utilizarea continuă, sigură și corectă a echipamentului dvs.**

- Vă rugăm să analizați următoarele informații cu toți membrii personalului dumneavoastră care trebuie să fie la curent cu conținutul acestei comunicări. Este important să înțelegeți implicațiile acestei comunicări.
- Vă rugăm să păstrați o copie împreună cu instrucțiunile de utilizare a echipamentului.

Stimate pacient,

Următoarele dispozitive de interfață pentru pacienți Philips Respironics (măști faciale și nazale) - Masca integrală Amara cu contact minim Amara View , Masca integrală pentru față DreamWear, Masca nazală DreamWisp cu pernuță peste nas, măștile nazale Wisp și măștile nazale Wisp Youth Masca pentru terapie 3100 NC/SP - conțin magneți.

Philips Respironics își actualizează contraindicațiile și avertismentele existente incluzând următoarele:

**Contraindicație:** Utilizarea măștii este contraindicată pacienților și membrilor gospodăriei acestora, îngrijitorilor și persoanelor cu care pacienții împart patul care se pot afla în imediata apropiere a pacienților care utilizează măștile, care au dispozitive implantate care pot fi afectate de magneți, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Stimulatoare cardiace
- Defibrilatoare cardiace implantabile (ICD)
- Neurostimulatoare
- Implanturi /electrozi/valve metalice magnetice plasate la nivelul membrelor superioare, trunchiului sau mai sus (de exemplu, la nivelul gâtului și capului)
- Șunturi LCR (lichid cefalorahidian) (de exemplu, șunt VP (ventriculo-peritoneal))
- Cleme pentru anevrism
- Spirale de embolizare
- Dispozitive de întrerupere a fluxului intravascular în anevrismul intracranian
- Plăci craniene metalice, șuruburi, capace pentru găuri de burghiu și dispozitive de substituție osoasă
- Fragmente metalice în ochi
- Implanturi oculare (de exemplu, implanturi pentru glaucom, implanturi retiniene)
- Anumite lentile de contact cu metal
- Implanturi pentru restabilirea auzului sau a echilibrului care au un magnet implantat (cum ar fi implanturile cohleare, dispozitivele auditive implantate cu conducție osoasă și implanturile auditive ale trunchiului cerebral)
- Accesorii magnetice pentru proteze dentare
- Cleme metalice gastrointestinale
- Stenturi metalice (de ex. anevrism, coronariene, traheobronșice, biliare)
- Porturi și pompe implantabile (de exemplu, pompe de insulină)
- Stimulatoare pentru nervul hipoglos
- Dispozitive etichetate ca fiind nesigure pentru mediul RM (rezonanță magnetică)
- Implanturi metalice magnetice care nu sunt etichetate pentru MR sau pentru care nu s-a evaluat siguranța într-un câmp magnetic

**Avertisment:** În mască sunt utilizați magneți cu o intensitate a câmpului magnetic de 400 mT. Cu excepția dispozitivelor identificate în contraindicație, asigurați-vă că masca este ținută la o distanță de cel puțin 6 inch (aprox. 15,24 cm) de orice alte implanturi medicale sau dispozitive medicale care pot fi afectate de câmpurile magnetice pentru a evita posibilele efecte ale câmpurilor magnetice localizate. Printre acestea se numără și membrii gospodăriei, îngrijitorii și persoanele cu care pacienții împart patul care se pot afla în imediata apropiere a pacienților care utilizează măștile.

## 1. Care este problema și în ce circumstanțe poate apărea

- Măștile respective conțin magneți care pot afecta funcționarea și/sau induce mișcarea/dislocarea implanturilor medicale sau a dispozitivelor medicale care pot fi afectate de câmpurile magnetice.
- Pentru detalii suplimentare consultați Contraindicația și Avertismentul din această notificare.

## 2. Descrierea pericolului/vătămării asociate cu problema

- Cu excepția dispozitivelor menționate la contraindicații, în cazul în care magneții măștii se află la mai puțin de 6 inch (aprox. 15,24 cm) de un implant sau de un dispozitiv metallic, magneții pot face ca dispozitivul să nu funcționeze conform destinației, ceea ce poate duce la vătămări grave.
- S-au înregistrat paisprezece (14) raportări emise de pacienți care au sugerat că magneții măștii au avut un impact asupra dispozitivelor lor medicale, printre care se numără: interferența stimulatorului cardiac, defectarea stimulatorului cardiac care a dus la înlocuirea acestuia, necesitatea ajustării șuntului, resetarea defibrilatorului cardiac implantabil automat (AICD), convulsii, oprirea periodică a defibrilatorului, aritmie, tensiune arterială neregulată, modificări ale bătăilor inimii și probleme cognitive.

## 3. Produsele afectate și modul de identificare a acestora

Imaginile măștilor afectate sunt prezentate mai jos. Clemele magnetice ale curelei pentru cap se rotesc. Aceste imagini pot fi folosite ca referință pentru a determina dacă masca dvs. sau a pacientului dvs. utilizează, de asemenea, cleme magnetice pentru cască. Aceste măști au rolul de a oferi o interfață pentru terapia CPAP și terapia pe două niveluri. Numerele de articol pentru măștile și componentele măștilor afectate care conțin magneți sunt enumerate în figura 6.



Figura 1:  
Mască de față  
integrală  
Amara View



Figura 2:  
Mască  
nazală  
DreamWisp



Figura 3:  
Mască de față  
integrală  
DreamWeaver



Figura 4:  
Mască  
nazală  
Wisp și  
Wisp Youth



Figura 5:  
Mască  
pentru  
terapie  
Therapy  
Mask 3100  
NC/SP

## 4. Acțiuni pe care trebuie întreprinse de pacient pentru prevenirea riscurilor

În calitate de pacient utilizator al acestor măști, trebuie să luați următoarele măsuri:

### Trebuie să luați următoarele măsuri:

- 4.1. **ÎNCETAȚI** utilizarea măștii afectate, dacă implantul/dispozitivul medical este contraindicat împreună cu magnetii măștii.  
Pacienții trebuie să se consulte imediat cu medicul lor pentru a stabili dacă poate fi utilizată o altă mască pentru terapia lor. Între timp, utilizați la o mască nemagnetică, dacă este disponibilă, pentru continuarea terapiei. Eliminați în mod corespunzător masca care are magneti după obținerea unei alternative.
- 4.2. Dacă dumneavoastră, membrii gospodăriei, îngrijitorii și persoanele cu care pacienții împart patul care se pot afla în imediata apropiere nu aveți/au dispozitive medicale implantate sau fragmente metalice în ochi, atunci nu este necesară luarea niciunei măsuri.
- 4.3. Membrii gospodăriei, îngrijitorii și persoanele cu care pacienții împart patul care au un implant/dispozitiv medical trebuie să se asigure că masca este ținută la o distanță de cel puțin 6 inch (aprox. 15,24 cm) de implantul (implanturile)/dispozitivul (dispozitivele) medical(e).
- 4.4. Contactați serviciul clienți Philips Respironics pentru mai multe informații despre opțiunile de măști nemagnetice.

## 5. Descrieți acțiunile planificate de Philips pentru a corecta problema

Philips Respironics își actualizează contraindicațiile și avertismentele existente, așa cum sunt furnizate în această notificare de siguranță în domeniu.

1. **În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare sau de asistență cu privire la această problemă, vă rugăm să contactați reprezentantul local Philips Respironics**, Linde Gaz Romania, str. Avram Imbroane nr. 9, Timisoara, Timis, telefon 0800.030.123 Pentru probleme generale sau nelămuriri, contactați Centrul de soluții pentru asistență clienți Philips la numărul +1-800-345-6443.

Această notificare a fost raportată agențiilor de reglementare corespunzătoare. Reacțiile adverse sau problemele de calitate apărute în urma utilizării acestui produs pot fi raportate la Philips sau la autoritatea locală competentă **Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania**. Philips Respironics își exprimă regretul pentru orice inconvenient cauzat de această problemă.

Cu stimă,

Thomas Fallon  
Șeful departamentului de  
asigurare a calității Philips  
Respironics

**Dispozitive afectate de această problemă - Figura 6:**

<b>Masca integrală Amara cu contact minim Amara View.</b>	
<b>Nr. de articol</b>	<b>Descriere</b>
1090602	Masca Amara View, S, cu HGR
1090603	Masca Amara View, M, cu HGR
1090604	Masca Amara View, L, cu HGR
1090622	Masca Amara View, S, cu HGR, DOM
1090623	Masca Amara View, M, cu HGR, DOM
1090624	Masca Amara View, L, cu HGR, DOM
1090641	Masca Amara View, XS, cu HGR, JPN
1090642	Masca Amara View, S, cu HGR, JPN
1090643	Masca Amara View, M, cu HGR, JPN
1090644	Masca Amara View, L, cu HGR, JPN
1090651	Masca Amara View SE, XS, cu HGR, JPN
1090652	Masca Amara View SE, S, cu HGR, JPN
1090653	Masca Amara View SE, M, cu HGR, JPN
1090654	Masca Amara View SE, L, cu HGR, JPN
1090662	Masca Amara View, S, cu HGR, INTL
1090663	Masca Amara View, M, cu HGR, INTL
1090664	Masca Amara View, L, cu HGR, INTL
1090670	Masca Amara View cu HGR, FitPack
1090696	RP - Curea pentru cap Amara View, L
1090697	RP - Curea pentru cap Amara View, standard
1135080	MASCĂ AMARA VIEW, S, SE CU HGR
1135081	MASCĂ AMARA VIEW, M, SE CU HGR
1135082	MASCĂ AMARA VIEW, L, SE CU HGR
1136626	Clemă magnetică Amara View
1090670RTL	MASCA AMARA VIEW CU HGR, FITPACK-RTL
1136626RTL	Cleme magnetice pentru mască integrală Amara View

<b>Mască nazală Wisp și Wisp Youth</b>	
<b>Nr. de articol</b>	<b>Descriere</b>
1094050	MASCĂ WISP, CADRU TRANSPARENT, CU HDGR, DOM
1094051	MASCĂ WISP, CADRU DIN MATERIAL TEXTIL, CU CLIPSURI PENTRU MAGNEȚI DOM
1094053	MASCĂ WISP, SUA, CADRU DIN MATERIAL TEXTIL, CU HDGR
1094060	MASCĂ WISP, CADRU TRANSPARENT, CU HDGR, INTL
1094061	MASCĂ WISP, CADRU DIN MATERIAL TEXTIL, CU HDGR, INTL
1094062	MASCĂ WISP, CADRU TRANSPARENT, CU HDGR, INTL SE
1094070	MASCĂ WISP, CADRU TRANSPARENT, CU HDGR, JPN SE
1094071	MASCĂ WISP, P, CADRU DIN MATERIAL TEXTIL, CU HDGR, JPN
1094072	MASCĂ WISP, S/M, CADRU DIN MATERIAL TEXTIL, CU HDGR, JPN
1094073	MASCĂ WISP, L, CADRU DIN MATERIAL TEXTIL, CU HDGR, JPN
1109298	MASCĂ WISP YOUTH, MATERIAL TEXTIL, CU CLIPSURI PENTRU MAGNEȚI DOM
1113954	MASCĂ WISP, XL, cadru din material textil, cu HDGR, JP
1117119	MASCĂ WISP, MW, cadru din material textil, cu HDGR, JP
1118060	MASCĂ WISP, P, CADRU TRANSPARENT, CU HDGR, DOM
1118061	MASCĂ WISP, S/M, CADRU TRANSPARENT, CU HDGR, DOM
1118062	MASCĂ WISP, L, CADRU TRANSPARENT, CU HDGR, DOM
1118063	MASCĂ WISP, XL, CADRU TRANSPARENT, CU HGR, DOM
1118064	MASCĂ WISP, P, CADRU DIN MATERIAL TEXTIL, CU HDGR, DOM
1118065	MASCĂ WISP, S/M, CADRU DIN MATERIAL TEXTIL, CU HDGR, DOM
1118066	MASCĂ WISP, L, CADRU DIN MATERIAL TEXTIL, CU HDGR, DOM
1118067	MASCĂ WISP, XL, CADRU DIN MATERIAL TEXTIL, CU HGR, DOM
1120434	Clemă magnetică pentru curea pentru cap Wisp/DreamWisp,RP
1137360	Masca nazală de laborator Wisp, cadru textil, DOM
1137361	Masca nazală de laborator Wisp, cadru transparent, DOM
1137366	Masca nazală de laborator Wisp, S/M, cadru textil, DOM
1137367	Masca nazală Wisp, L, cadru textil, DOM

<b>Mască de față integrală DreamWear</b>	
<b>Nr. de articol</b>	<b>Descriere</b>
1133344	DreamWear UTN Nsl/Full, S, pachet combo
1133345	DreamWear UTN Nsl/Full, M, pachet combo
1133370	DreamWear Full, S, Sm și Med Frm, INTL
1133371	DreamWear Full, M, Sm și Med Frm, INTL
1133372	DreamWear Full, L, Sm și Med Frm, INTL
1133373	DreamWear integrală, Sm și Med Frm, MW, GBL
1133375	DreamWear Full, Sm și Med Frm, S, GBL
1133376	DreamWear Full, Sm și Med Frm, M, GBL
1133377	DreamWear Full, Sm și Med Frm, L, GBL
1133378	DreamWear integrală, MW, S și M Frm, GBL
1133380	DreamWear integrală, S, M. Frm CU HGR, GBL

1137368	Mască nazală Wisp, S/M, cadru transparent, DOM
1137369	Mască nazală Wisp, L, cadru transparent, DOM
1137370	PACHET COMBO, MASCĂ DE LABORATOR WISP, DOM
1138989	MASCĂ WISP, P, CADRU TRANSPARENT, CU HDGR, 1118060
1138991	MASCĂ WISP, L, TRANSPARENTĂ CU HDGR, DOM, 1118062
1138992	MASCĂ WISP, XL, CADRU TRANSPARENT, CU HGR, 1118063
1138993	MASCĂ WISP, P, CADRU TEXTIL, CU HDGR, 1118064
1138994	MASCĂ WISP MASK, S/M, CADRU TEXTIL CU HDGR, 1118065
1138995	MASCĂ WISP, L, CADRU TEXTIL, CU HDGR, 1118066
1138996	MASCĂ WISP, XL, CADRU TEXTIL, CU HDGR, 1118067
1139009	MASCĂ WISP, S/M, CADRU TRANSPARENT, CU HDGR, 1118061
1094051RTL	MASCĂ WISP, CADRU TRANSPARENT, CU CLEME MAGN. DOM-RTL
1148366	Cleme magnetice DreamWisp/Wisp - RTL

1133381	DreamWear integrală, M, Med Frm CU HGR
1133382	DreamWear integrală, L, Med Frm CU HGR
1133383	DreamWear integrală, MW, Med Frm CU HGR
1133385	DreamWear integrală, S, Sm Frm CU HGR, GBL
1133386	DreamWear integrală, M, Sm Frm CU HGR
1133387	DreamWear integrală, L, Sm Frm CU HGR, GBL
1133388	DreamWear integrală, MW, Sm Frm CU HGR,
1133390	DreamWear integrală, S, Lg Frm CU HGR, GBL
1133391	DreamWear integrală, M, Lg Frm CU HGR, GBL
1133392	DreamWear integrală, L, Lg Frm CU HGR, GBL
1133393	DreamWear integrală, MW, Lg Frm CU HGR
1133395	Mască integrală DreamWear, pachet demonstrativ
1133400	FitPack, mască integrală DreamWear, cadru Med
1133401	DreamWear integrală, Med Frm CU HGR, GBL
1133405	DreamWear integrală, S, Med Frm FĂRĂ HGR
1133406	DreamWear integrală, M, Med Frm FĂRĂ HGR
1133407	DreamWear integrală, L, Med Frm FĂRĂ HGR
1133408	DreamWear integrală, MW, Med Frm FĂRĂ
1133410	DreamWear integrală, S, Sm Frm FĂRĂ HGR
1133411	DreamWear integrală, M, Sm Frm FĂRĂ HGR
1133412	DreamWear integrală, L, Sm Frm FĂRĂ HGR
1133413	DreamWear integrală, MW, Sm Frm FĂRĂ HGR
1133415	DreamWear integrală, S, Lg Frm FĂRĂ HGR, GBL
1133416	DreamWear integrală, M, Lg Frm FĂRĂ HGR
1133417	DreamWear integrală, L, Lg Frm FĂRĂ HGR, GBL
1133418	DreamWear integrală, MW, Lg Frm FĂRĂ HGR
1133423	DreamWear integrală, S/M, Sm Frm cu HGR
1133424	DreamWear integrală, S/M, Med Frm cu HGR
1133425	DreamWear integrală, S/M, Lg Frm cu HGR
1133427	DreamWear integrală, W, Med Frm CU HGR

<b>Masca nazală DreamWisp cu pernuță peste nas</b>	
<b>Nr. de articol</b>	<b>Descriere</b>
1137916	Fitpk DreamWisp Nsl, MED Con CU HGR GBL
1137918	FitPk DreamWisp Nsl, MED Con FĂRĂ HGR GBL
1137921	Fitpk, DreamWisp Nsl, MED Con CU HGR INT
1137922	DreamWisp Nsl, P, Med Con FĂRĂ HGR GBL
1137923	DreamWisp Nsl, S, Med Con FĂRĂ HGR GBL
1137924	DreamWisp Nsl, M, Med Conn FĂRĂ HGR GBL
1137925	DreamWisp Nsl, L, Med Con FĂRĂ HGR GBL
1137926	DreamWisp Nsl, XL, Med Con FĂRĂ HGR GBL
1137927	DreamWisp NSL, P, SM Con CU HGR GBL
1137928	DreamWisp NSL, S, SM Con CU HGR GBL
1137929	DreamWisp NSL, M, SM CON CU HGR GBL
1137930	DreamWisp NSL, L, SM CON CU HGR GBL
1137931	DreamWisp NSL, XL, SM CON CU HGR GBL
1137932	DreamWisp Nsl, P, Med Con CU HGR GBL
1137933	DreamWisp Nsl, S, Med Con CU HGR GBL
1137934	DreamWisp Nsl, M, Med Con CU HGR GBL
1137935	DreamWisp Nsl, L, Med Con CU HGR GBL
1137936	DreamWisp Nsl, XL, Med Con CU HGR GBL
1137937	DreamWisp NSL, P, SM CON CU HGR, INT
1137938	DreamWisp NSL, S, SM CON CU HGR, INT
1137939	DreamWisp NSL, M, SM CON CU HGR, INT
1137940	DreamWisp NSL, L, SM CON CU HGR, INT
1137941	DreamWisp NSL, XL, SM CON CU HGR, INT
1137942	DreamWisp Nsl, P, Med Con CU HGR INT
1137943	DreamWisp Nsl, S, Med Con CU HGR INT
1137944	DreamWisp Nsl, M, Med Con CU HGR INT
1137945	DreamWisp Nsl, L, Med Con CU HGR INT
1137946	DreamWisp Nsl, XL, Med Con CU HGR INT

1133430	DreamWear integrală, S, perniță, RP
1133431	DreamWear integrală, M, perniță, RP
1133432	DreamWear integrală, L, perniță, RP
1133433	DreamWear integrală, MW, perniță, RP
1133434	DreamWear integrală, SW, perniță, RP
1133435	DreamWear integrală, S, perniță, RP, JPN
1133436	DreamWear integrală, M, perniță, RP, JPN
1133438	DreamWear integrală, W, perniță, RP, JPN
1133450	Curea pentru cap DreamWear integrală, RP
1133454	Clemă magnetică curea pentru cap, RP
1135275	DreamWear Full, S, Sm și Med Frm
1135276	DreamWear integrală, M, Sm și Med Frm
1135277	DreamWear integrală, SW, Sm și Med Frm
1135278	DreamWear integrală, MW, Sm și Med Frm
1135327	DreamWear Full, S, Sm și Med Frm, KR
1135388	DreamWear Full, M, Sm și Med Frm, KR

1137947	DreamWisp Nsl, P, S-M-L Con CU HGR, JPN
1137948	DreamWisp Nsl, S, S-M-L Con CU HGR, JPN
1137949	DreamWisp Nsl, M, S-M-L Con CU HGR, JPN
1137950	DreamWisp Nsl, L, S-M-L Con CU HGR, JPN
1137951	DreamWisp Nsl, XL, S-M-L Con CU HGR, JPN
1137953	DreamWisp PACHET LABORATOR ALL CON S/M/L PERNIȚĂ CU HGR
1137954	P/XL LABPK DreamWisp PACHET LABORATOR, S/L con
1137955	DreamWisp Combo LabPK
1137964	Curea pentru cap DreamWisp, RP
1137965	CUREA PENTRU CAP MARE DreamWisp, RP
1137966	Curea pentru cap DreamWisp RS, RP
1139332	DreamWisp Nsl, P, S-M Con CU HGR, KR
1139333	DreamWisp Nsl, S, S-M Con CU HGR, KR
1139334	DreamWisp Nsl, M, S-M Con CU HGR KR
1139335	DreamWisp Nsl, L, S-M Con CU HGR KR
1139336	DreamWisp Nsl, XL, S-M Con CU HGR KR

1135389	DreamWear Full, SW, Sm și Med Frm, KR
1135390	DreamWear integrală, Sm și Med Frm, MW, GBL
1137430	DreamWear integrală pentru laborator, Fitpack, Med Frm
1137431	Mască integrală DreamWear pentru laborator, pachet de dimensiuni ext
1137437	Mască integrală DreamWear pentru laborator, S, cadru Med
1137438	Mască integrală DreamWear pentru laborator, S, cadru Sm
1137439	Mască integrală DreamWear pentru laborator, M, cadru Med
1137440	MASCĂ INTEGRALĂ DREAMWEAR PENTRU LABORATOR, PACHET COMBO
1140235	DreamWear integrală, S, Med Frm CU HGR
1143130	FitPack, mască integrală DreamWear, cadru Med
1144347	Mască integrală DreamWear cu cureaua pentru cap - laborator, RP
1146593	DreamWear integrală, S, perniță, RP - RTL
1146594	DreamWear integrală, M, perniță, RP - RTL
1146595	DreamWear integrală, L, perniță, RP - RTL
1146596	DreamWear integrală, MW, perniță, RP - RTL
1146597	Cureaua pentru cap DreamWear integrală, RP-RTL
1148363	Clemă magnetică mască de față DreamWear integrală - RTL
1133375RTL	Kit mască de față integrală DreamWear, mic
1133376RTL	Kit mască de față integrală DreamWear, mediu
1133377RTL	Kit mască de față integrală DreamWear, mare
1133378RTL	Kit mască de față integrală DreamWear, perniță M.
1133430RTL	DREAMWEAR INTEGRALĂ, S, PERNIȚĂ, RP - RTL
1133431RTL	DREAMWEAR INTEGRALĂ, M, PERNIȚĂ, RP - RTL
1133432RTL	Perniță pentru mască de față integrală DreamWear, Mare
1133433RTL	Perniță pentru mască de față integrală DreamWear, Medie

1144344	CUREA PENTRU CAP DreamWisp RS-laborator, RP
1144345	CUREA PENTRU CAP DreamWisp MARE-laborator, RP
1144346	CUREA PENTRU CAP DreamWisp-laborator, RP
1144502	DreamWisp, FitPack, SUA
1148409	Cureaua pentru cap DreamWisp, (RS)-RTL
1148410	CUREA PENTRU CAP DreamWisp, RP-RTL
1148411	CUREA PENTRU CAP DreamWisp MARE, RP-RTL
1148913	DreamWisp Nsl, P, S-M Con CU HGR CN
1148914	DreamWisp Nsl, S, S-M Con CU HGR CN
1148915	DreamWisp Nsl, M, S-M Con CU HGR CN
1148916	DreamWisp Nsl, L, S-M Con CU HGR CN
1148917	DreamWisp Nsl, XL, S-M Con CU HGR CN
1137942AP	DREAMWISP NSL, P, MED CON CU HGR, AP
1137942CE	DREAMWISP NSL, P, MED CON CU HGR, CE
1137942RC	DREAMWISP NSL, P, MED CON CU HGR, RC
1137943AP	DREAMWISP NSL, S, MED CON CU HGR, AP
1137943CE	DREAMWISP NSL, S, MED CON CU HGR, CE
1137943RC	DREAMWISP NSL, S, MED CON CU HGR, RC
1137944AP	DREAMWISP NSL, M, MED CON CU HGR, AP
1137944CE	DREAMWISP NSL, M, MED CON CU HGR, CE
1137944RC	DREAMWISP NSL, M, MED CON CU HGR, RC
1137945AP	DREAMWISP NSL, L, MED CON CU HGR, AP
1137945CE	DREAMWISP NSL, L, MED CON CU HGR, CE
1137945RC	DREAMWISP NSL, L, MED CON CU HGR, RC
1137946AP	DREAMWISP NSL, XL, MED CON CU HGR, AP
1137946CE	DREAMWISP NSL, XL, MED CON CU HGR, CE
1137946RC	DREAMWISP NSL, XL, MED CON CU HGR, RC
1137916RTL	FITPK DREAMWISP NSL, MED CON CU HGR -RTL

<b>Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC/SP</b>	
1144608	Mască pentru terapie Therapy Msk 3100 NC, fitpack, cu HGR
1144610	Mască pentru terapie Therapy Msk 3100 SP, fitpack, cu HGR
1145038	Mască pentru terapie Therapy Msk 3100 NC, fitpack, cu HGR
1145039	Mască pentru terapie Therapy Msk 3100 NC, fitpack, cu HGR



1145040	Mască pentru terapie Therapy Msk 3100 NC, fitpack, cu HGR
1145041	Mască pentru terapie Therapy Msk 3100 NC, fitpack, cu HGR
1145044	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, XS, fără HGR, GBL
1145045	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, S, fără HGR, GBL
1145046	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, M, fără HGR, GBL
1145047	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, L, fără HGR, GBL
1145048	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, MW, fără HGR
1145049	Mască pentru terapie Therapy Msk 3100 SP, fitpack, cu HGR,
1145050	Mască pentru terapie Therapy Msk 3100 SP, fitpack, cu HGR
1145051	Mască pentru terapie Therapy Msk 3100 SP, fitpack, cu HGR
1145052	Mască pentru terapie Therapy Msk 3100 SP, fitpack, cu HGR
1145055	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, XS, fără HGR, GBL
1145056	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, S, fără HGR, GBL
1145057	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, M, fără HGR, GBL

1145058	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, L, fără HGR, GBL
1145059	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, MW, fără HGR
1145060	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC-SP, pachet demonstrativ
1145061	Mască pentru terapie Therapy Msk 3100 NC, fitpack pentru laborator, o bucată
1145062	Mască pentru terapie Therapy Msk 3100 SP, fitpack pentru laborator, o bucată
1145063	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC-SP, combo laborator
1145064	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, XS, perniță, RP
1145065	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, S, perniță, RP
1145066	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, M, perniță, RP
1145067	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, L, perniță, RP
1145068	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, MW, perniță, RP
1145069	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, XS, perniță, RP
1145070	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, S, perniță, RP
1145071	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, M, perniță, RP
1145072	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, L, perniță, RP
1145073	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, MW, perniță, RP
1145074	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC-SP, cadru, RP
1145459	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, XS, cu HGR, GBL
1145460	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, S, cu HGR, GBL
1145461	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, M, cu HGR, GBL
1145462	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, MW, cu HGR, GBL
1145463	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, L, cu HGR, GBL
1145464	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, XS, cu HGR, GBL
1145465	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, S, cu HGR, GBL
1145466	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, M, cu HGR, GBL
1145467	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, MW, cu HGR, GBL
1145478	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, L, cu HGR, GBL
1145916	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 NC, fitpack, GBL
1145917	Mască pentru terapie Therapy Mask 3100 SP, fitpack pentru laborator, GBL

